

## INFORMACIÓN GENERAL

Marca	Mayfield
Modelo	R1311
Producto	Mascarilla Quirúrgica de 3 pliegues
Estándar	GB/T32610 -2016
Uso	No médico
Registro y certificación	FDA, CE NTP 329.200:2020

Esta mascarilla plana desechable es de tipo de oreja colgante de tres capas, una capa externa tela no tejida de polipropileno de 25g/m<sup>2</sup>, una capa de filtro de tela filtro no tejida meltblown de 25g/m<sup>2</sup>, una capa interna de tela no tejida de polipropileno de 25g/m<sup>2</sup>, comfortable a la piel), la capacidad de filtración general supera el 95%.



## DATOS TÉCNICOS

1 Capa externa	Tela no tejida de polipropileno de 25g/m <sup>2</sup>
1 Capa de filtro	1 capa de tela filtro no tejida melt blown de 25g/m <sup>2</sup>
1 Capa interna	Tela no tejida de polipropileno de 25g/m <sup>2</sup> , comfortable a la piel
Clip nasal	Metálico encapsulado moldeable
Sujetador	Elástico
Talla	Estandar
Medida	17.5*9. 5cm
Eficiencia de filtración	>95%

## PRESENTACIÓN

Caja de 50 mascarillas  
Cajón master de 60 cajas

## CARACTERÍSTICAS

Color celeste con blanco  
Hipoalergénico  
Vigencia 02 años

## INSTRUCCIONES DE USO



1. Asegúrate que tus manos estén limpias, Abre tu máscara, Mirar hacia afuera.

2. Ponte la máscara en la cara.

3. Cúbrase la nariz y cuelgue el cordón detrás de las orejas.

4. Presione la barra de fijación de acuerdo con la forma de la nariz para fijarla, ajuste la máscara para completar el uso.