



# Respirador 1870 (N95)

## Ficha Técnica

### Descripción

El respirador para partículas y mascarilla quirúrgica 1870 de 3M incorpora un diseño patentado de tres paneles proporcionando un cómodo ajuste. Su diseño único se ajusta a la mayoría de tamaños de cara y formas de cabeza, permitiendo la standarización de un solo respirador, como para uso en sala de operaciones, cuidado del paciente y el resto de la instalación de atención sanitaria.

### Características

- Posee empaque individual, para un fácil almacenamiento y manejo del personal.
- Puede ser utilizado en cirugía con láser, procedimientos de electrocauterización y otros procedimientos en los cuales se utilizan instrumentos médicos de alta potencia, ayudando a reducir la exposición de partículas ambientales, generadas por estos procedimientos.
- No contiene componentes de látex o hule natural.
- Puede ser utilizado durante la administración de fármacos a pacientes con SIDA
- Cuando se usa en forma correcta y en combinación con protección para los ojos cumple con el standard de OSHA para patógenos en la sangre.
- Proporciona una excelente filtración bacterial, protegiendo contra partículas generadas por el usuario.

### Limitaciones de Uso

No se debe utilizar en personas cuyo sistema respiratorio esté severamente afectado o tengan algún tipo de trastorno respiratorio.

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos,.

### Certificación

Certificado por NIOSH (National Institute for Occupational Safety And Health) de Estados Unidos bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84.

Cumple con los estándares para la transmisión de la bacteria de Tuberculosis del CDC (centro de control y prevención de enfermedades de USA).

### Empaque

Pieza/Caja	Caja/Cartón	Piezas/Cartón
20	6	120
Código	70-0715-6452-3	

### Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.



**SAVISAFETY®**

☎ 970565411

✉ [contacto@savisafety.com](mailto:contacto@savisafety.com)

🌐 [www.savisafety.com](http://www.savisafety.com)